

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino
Via Saluzzo 50 • 10125 Torino
Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Per informazioni e prenotazioni

- Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090
- Sito web: kormed.it
- Email: accettazione.statuto@kormed.it

Tecnica per la raccolta ricerca ossiuri

La femmina gravida di *Enterobius vermicularis*, durante le ore notturne, migra fino all'apertura anale dell'ospite, dove depone le uova che aderiscono alla mucosa e alla cute. Difficilmente le normali tecniche copro-parassitologiche permettono di evidenziare tali uova nelle feci (in meno del 5% dei casi). Queste vanno dunque ricercate a livello della cute perianale.

Materiale per la raccolta

(gli ultimi tre vengono consegnati al momento della consegna di questo modulo):

- nastro adesivo assolutamente trasparente e non opaco
- abbassalingua
- vetrino portaoggetti
- busta per trasporto

Modalità di raccolta

- Scrivere con una matita nome e cognome del paziente sulla parte sabbiata del vetrino
- Tagliare un pezzetto di nastro adesivo della lunghezza di un vetrino portaoggetti
- Porre il nastro adesivo sull'estremità di un abbassalingua avendo cura che la parte adesiva sia rivolta all'esterno
- Prima di coricarsi, tenendo ben fermo il nastro adesivo sull'abbassalingua, premere con la parte adesiva contro diverse aree della regione perianale
- Il mattino successivo al risveglio, prima di defecare e/o lavarsi, rimuovere il cerotto che andrà applicato sul vetrino, ponendo molta attenzione affinché il nastro sia ben disteso e che non si formino pieghe. A tale fine può essere utile utilizzare una garza o un batuffolo di cotone che viene premuto delicatamente in modo da far ben aderire il nastro sul vetrino.
- Riporre il vetrino nella busta di trasporto e consegnare il campione al Centro Prelievi.

Raccomandazioni

Evitare la presenza di pieghe del nastro adesivo, in quanto potrebbe rendere impossibile la lettura del vetrino. In questo caso l'esame dovrà essere ripetuto su un nuovo campione.

M0901-46 Rev. 2 del 07 marzo 2022



Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del
Gruppo

clariane