

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Via Ivrea 3/A • 10098 Rivoli (TO)

Per informazioni e prenotazioni

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: kormed.it• Email: accettazione.statuto@kormed.it

Esami su campioni urine del mattino

Per una corretta esecuzione degli esami si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni qui di seguito riportate.

Esami su urine del mattino (esame completo urine, microalbuminuria, test di gravidanza, elettroliti su urine del mattino, etc.)

- Dotarsi di contenitore monouso (provette a fondo conico) reperibile in farmacia
- Effettuare la raccolta del primo getto della prima urina del mattino

Urocoltura

- Non assumere antibiotici nei 10 giorni precedenti l'esame
- Dotarsi di contenitore sterile monouso (provette a fondo conico) reperibile in farmacia
- Effettuare un'accurata igiene delle mani e dei genitali esterni con acqua e sapone, prima di effettuare la raccolta con la tecnica del "mitto intermedio". La tecnica del "mitto intermedio" prevede di scartare il primo getto della prima urina del mattino e di raccogliere solamente il secondo, come descritto nei passaggi successivi.
- Scartare il primo getto della prima urina del mattino (nel caso in cui si esegua solamente l'urocoltura)
- Raccogliere il secondo getto di urina direttamente nel contenitore sterile
- Chiudere il contenitore facendo attenzione a evitare di contaminare l'interno del contenitore e il tappo, al fine di garantirne la massima sterilità.

Esame urine e urocoltura in pazienti pediatrici

La raccolta mediante sacchetto sterile, di plastica adesivo, è considerato il metodo di elezione per i bambini piccoli.

- eseguire un accurato lavaggio con acqua e sapone della regione sovrapubica e perineale,
- procede alla disinfezione con un blando antisettico e al lavaggio con acqua sterile.
- asciugare la superficie cutanea
- applicare l'apposito sacchetto sterile.

Si ricorda che il contenitore delle urine deve essere rigorosamente mantenuto in posizione verticale fino alla consegna presso la nostra struttura

M0901-02 Rev. 06 di giu-24